

FUENTE DE LUZ DE XENÓN VISERA 4K UHD

## CLV-S400

Iluminación perfecta para una observación Full 4K.



# FUENTE DE LUZ CLV-S400

## Fuente de luz especial para el sistema 4K

- Lámpara de xenón de 300 W.
- Control de luz automático.
- Compatibilidad con el modo NBI.




Especificaciones		
<b>Alimentación</b>	Tensión nominal	100-240 V CA $\pm$ 10 %
	Frecuencia nominal	50/60 Hz $\pm$ 1 Hz
	Potencia nominal	500 VA
<b>Tamaño</b>	Dimensiones (máximas)	391 x 162 x 521 mm (anch. x alt. x prof.)
	Peso	15,5 kg
<b>Iluminación</b>	Lámpara de exploración	Lámpara de xenón de arco corto (sin ozono) de 300 W
	Vida útil media de la lámpara	Aproximadamente 500 horas de uso continuo (con uso intermitente, la vida útil de la lámpara puede variar ligeramente)
	Método de encendido	Regulador de conmutación
	Ajuste de brillo	Control de diafragma de trayectoria de luz
	Refrigeración	Refrigeración por circulación de aire
	Modo de intensidad	Intensidad normal o alta
	Observación NBI	Disponible
	Lámpara de emergencia	Lámpara halógena (dentro de un espejo) de 12 V y 35 W
<b>Control automático de brillo</b>	Vida útil media de la lámpara	Aproximadamente 500 horas
	Método de control automático de brillo	Diafragma con servomotor
<b>Indicadores en el panel frontal</b>	Exposición automática	17 pasos
	Lámpara de emergencia	Indica la ausencia de una lámpara de emergencia, o la desconexión y el uso de una lámpara de emergencia
	NBI	Cuando el modo de observación NBI está activado, el indicador del modo de observación se enciende
<b>Configuración de la memoria</b>		Los ajustes (excepto el modo de observación) se guardan incluso si la fuente de luz está apagada
<b>Clasificación (equipo electromédico)</b>	Tipo de protección contra descargas eléctricas	Clase I
	Grado de protección contra descargas eléctricas de la pieza aplicada	Pieza aplicada de tipo BF
	Grado de protección contra explosiones	Esta fuente de luz debe mantenerse alejada de gases inflamables

Los datos técnicos, diseños y accesorios pueden cambiar sin previo aviso y sin responsabilidad alguna por parte del fabricante.

**OLYMPUS**

**OLYMPUS IBERIA S.A.U.**  
 Plaza Europa 29-31, 08908 L'Hospitalet  
 de Llobregat, Barcelona, España  
 Tel.: +34 9 02 44 47 04  
 Fax: +34 9 32 00 95 80  
 E-mail: oes.marketingendo@olympus.es  
 www.olympus.es, www.olympus.pt

**OLYMPUS LATIN AMERICA, INC.**  
 6100 Blue Lagoon Drive, Suite 390  
 Miami FL 33126-2087, USA  
 Tel.: +1 305 260 4244  
 Fax: +1 305 266 9168  
 E-mail: cirugia@olympus.com  
 www.olympusamericatina.com



E0492403 · 200 · 03/16 · OEKG · HB